

UROMED transurethraler Silikonballonkatheter

UROMED Transurethral Silicone Balloon Catheter

REF 1090/1091

Flötenspitze
1 Auge

whistle tip
1 eye

Selbst bei problematischen Urinbefunden gewährt dieser Katheter eine sichere Drainage.

This catheter allows a safe drainage even for problematic urinary findings.

Silikonballonkatheter zur transurethralen Blasendrainage

- offene Spitze
- großlumig
- Soft-Ballon
- reines Silikon

Silicone balloon catheter for transurethral bladder drainage

- open whistle tip
- wide lumen
- soft balloon
- pure silicone

REF 1090

Ballon 30 ml
balloon 30 ml



REF 1091

kurze Spitze
Ballon 3-10 ml
short tip
balloon 3-10 ml



REF REF	Ch./Fr. Ch./Fr.	Ø Ø	Ballon Balloon	Länge Length	Effektivlänge Effective length	PZN CPN
1090.16	16	5,3 mm	30 ml	430 mm	363 mm	04741495
1090.18	18	6,0 mm	30 ml	430 mm	363 mm	04741503
1090.20	20	6,7 mm	30 ml	430 mm	363 mm	03280649
1090.22	22	7,3 mm	30 ml	430 mm	363 mm	03280655
Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6029						
1091.12	12	4,0 mm	3-6 ml	430 mm	361 mm	03953657
1091.14	14	4,7 mm	3-8 ml	430 mm	363 mm	03953692
1091.16	16	5,3 mm	5-10 ml	430 mm	363 mm	03953700
1091.18	18	6,0 mm	5-10 ml	430 mm	363 mm	03953717
1091.20	20	6,7 mm	5-10 ml	430 mm	363 mm	03953723
Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6092						

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces