

UROMED SUPRA-KATH »INTEGRAL«

REF 2955/2965

**Kurze, zentral offene Spitze
2 Augen**

**Short, central open Tip
2 eyes**

Ballon-Katheter zur suprapubischen Blasendrainage


»INTEGRAL« Ballon-Katheter mit über-
ganglos eingearbeitetem Ballon
gewähren weitgehend einen schmerz-
freien Katheterwechsel und erleichtern
die Überwindung der Fascie.

- kurze, atraumatische Spitze mit
abgerundeter Kante
- Röntgenkontraststreifen
- flache Ballonform
- Soft-Ballon
- Silikon
- halbfest

Balloon Catheter for suprapubic drainage of the urinary bladder

»INTEGRAL« balloon catheters with
integrated flat balloon allow to a great
extent a painless change of the catheter
and make it easier to pass the fascia.

- short, atraumatic tip
with rounded edge
- x-ray marker
- flat shape of balloon
- soft balloon
- silicone
- semi-solid



REF 2955
Länge 43 cm
length 43 cm

REF 2965
Länge 33 cm
length 33 cm

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
2955-12	Ch. 12	5 ml	00051664
2955-14	Ch. 14	5 ml	00051670
2955-16	Ch. 16	5 ml	00051687
2955-18	Ch. 18	5 ml	00051701
2955-20	Ch. 20	5 ml	00051718
2955-22	Ch. 22	5 ml	00150248
2955-24	Ch. 24	5 ml	00154393

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
2965-12	Ch. 12	5 ml	04741905
2965-14	Ch. 14	5 ml	04741911
2965-16	Ch. 16	5 ml	04741928
2965-18	Ch. 18	5 ml	04741934
2965-20	Ch. 20	5 ml	04741940
2965-22	Ch. 22	5 ml	00161068
2965-24	Ch. 24	5 ml	00161074

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces