

# Leukomed® skin sensitive



## Der sterile Wundverband aus querelastischem Polyestervlies für besonders empfindliche Haut

### Produkt

Leukomed® skin sensitive ist bei postoperativen und traumatischen Wunden immer dann die richtige Lösung, wenn der Patient eine fragile Haut aufweist und eine besonders sanfte Versorgung benötigt. Das sterile, querelastische Polyestervlies verfügt über eine Wundauflage, die für leicht bis mäßig sezernierende Wunden geeignet ist. Die Patienten schätzen besonders die weiche Oberfläche und die schmerzarme Entfernung des Wundverbandes.

Mit Leukomed® skin sensitive wird die Haut geschont und eine erfolgreiche Therapie unterstützt.

Leukomed® skin sensitive besteht aus einem weichen Polyestervlies, beschichtet mit einem Silikonantrag. Die Wundauflage ist aus einem Viskosevlies, beschichtet mit Polypropylen.



### Anwendung

- bei besonders empfindlicher Haut wie, Altershaut, Säuglingen oder Patienten die bestimmte Medikamente nehmen müssen
- nach chirurgischen Eingriffen
- nach Unfallverletzungen aller Art, wie z. B. Schürf- und Schnittwunden

### Anwendungsdauer

Kurzfristig, einen bis mehrere Tag(e)



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Bestell-Nr.	Abmessung	Wundauflage	Inhalt (Stk.)	BE/VE	PZN
7123900	7,2 x 5 cm	4 x 2,8 cm	20	1/10	17410914
7123901	10,0 x 8 cm	6 x 4,0 cm	20	1/10	17410920
7123902	15,0 x 8 cm	11 x 4,0 cm	20	1/10	17410966
7123903	25,0 x 10 cm	20 x 5,0 cm	20	1/12	17410972
7123904	7,2 x 5 cm	4 x 2,8 cm	5	1/36	17410989
7123905	10,0 x 8 cm	4 x 6,0 cm	5	1/36	17410995
7123906	15,0 x 8 cm	4 x 11,0 cm	5	1/36	17411003
7123907	25,0 x 10 cm	5 x 20,0 cm	5	1/36	17411026