

Leukomed® T plus

Der sterile, wasserdichte Wundverband für sezernierende Wunden

Produkt

Leukomed® T plus bietet nicht nur dem Anwender eine Vielzahl an Möglichkeiten, auch der Patient profitiert von den wasser- und keimdichten Eigenschaften des sterilen Wundverbandes. Dieser postoperative Folienverband mit seiner saugfähigen Wundauflage ermöglicht es dem Patienten, seine gewohnten Alltagsaktivitäten frühzeitig wieder aufzunehmen.

Durch die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit der Folie werden Feuchtigkeitsansammlungen verhindert und das Risiko von Mazerationen reduziert. Die hochflexible, wasserdichte Folie bietet einen sehr hohen Tragekomfort und sitzt auch an Gelenken und Extremitäten wie eine zweite Haut.

Leukomed® T plus ist steril und bietet einen zuverlässigen Schutz gegen Bakterien und Keime. Die abgerundeten Ecken gewährleisten eine sichere Fixierung und verhindern ungewolltes Aufrollen. Das intuitive Applikationssystem mit dem roten Streifen ermöglicht eine unkomplizierte, schnelle Anwendung, auch wenn Handschuhe getragen werden.

Leukomed® T plus besteht aus einer extradünnen Polyurethanfolie, vollflächig beschichtet mit einem Polyacrylatkleber. Die Wundauflage besteht aus einem Viskosevlies, beschichtet mit Polypropylen.



Anwendung

- nach chirurgischen Eingriffen
- nach Unfallverletzungen
- zum Schutz der Wunde, zum Beispiel beim Duschen oder bei der Hydrotherapie



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Bestell-Nr.	Abmessung	Wundauflage	Inhalt (Stk.)	BE/VE	PZN
7238200	7,2 x 5 cm	4 x 2,8 cm	50	1/8	01051040
7238201	10,0 x 8 cm	6 x 4,0 cm	50	1/6	01051063
7238202	15,0 x 8 cm	11 x 4,0 cm	50	1/6	01051092
7238214	20,0 x 10 cm	16 x 5,0 cm	50	1/8	05561051
7238203	25,0 x 10 cm	20 x 5,0 cm	50	1/8	01051117
7238204	30,0 x 10 cm	25 x 5,0 cm	50	1/8	01051146
7238205	35,0 x 10 cm	30 x 5,0 cm	50	1/8	01051175
7238206	7,2 x 5 cm	4 x 2,8 cm	5	1/38	01051198
7238207	10,0 x 8 cm	6 x 4,0 cm	5	1/38	01051206
7238208	15,0 x 8 cm	11 x 4,0 cm	5	1/36	01051212
7238215	20,0 x 10 cm	16 x 5,0 cm	5	1/36	05561068
7238209	25,0 x 10 cm	20 x 5,0 cm	5	1/36	01051100
7238210	30,0 x 10 cm	25 x 5,0 cm	5	1/36	01051086
7238211	35,0 x 10 cm	30 x 5,0 cm	5	1/36	01051057