


# CARE FLOW

## Transurethrale 100% Silikonkatheter 2-Wege Ballonkatheter mit Tiemannspitze

### Produktspezifikationen:

- ✓ Atraumatische dilatierende Kugelspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Tiemannspitze

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 12 | 05 ml  | 40 cm | 01/01/12/12/05/GHC | 01150606 |
| CH 14 | 20 ml  | 40 cm | 01/01/12/14/20/GHC | 01150629 |
| CH 16 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/12/16/30/GHC | 01150635 |
| CH 18 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/12/18/30/GHC | 01150641 |
| CH 20 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/12/20/30/GHC | 01150670 |
| CH 22 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/12/22/30/GHC | 01150687 |
| CH 24 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/12/24/30/GHC | 01150693 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril

HMN: 15.25.15.6097



Ballonvolumen: 5-30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen