



2-Wege Ballonkatheter

- ✓ Hohe Elastizität und Tragekomfort durch die Silikonummantelung des Latexkerns an der inneren und äußeren Katheterwand.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und eine geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze



Silikonelastomer – Latexkern mit Silikonummantelung



HMN: 15.25.15.6144



Ballonvolumen: 10-30 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	10 ml	40 cm	01/01/10/12/10/GHC	01149371
CH 14	30 ml	40 cm	01/01/10/14/30/GHC	01149388
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/10/16/30/GHC	01149394
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/10/18/30/GHC	01149939
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/10/20/30/GHC	01149945
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/10/22/30/GHC	01149951
CH 24	30 ml	40 cm	01/01/10/24/30/GHC	01149968
CH 26	30 ml	40 cm	01/01/10/26/30/GHC	01150173

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen