




2-Wege Ballonkatheter

- ✓ In den CH-Größen 06 - 10 sind die Katheter mit einer stabilisierenden Führungsschiene ausgestattet.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze



HMN: 15.25.15.6136



Ballonvolumen: 03-30 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 06	03 ml	27 cm	01/01/11/06/03/GHC	01150196
CH 08	05 ml	27 cm	01/01/11/08/05/GHC	01150204
CH 10	05 ml	27 cm	01/01/11/10/05/GHC	01150210
CH 12	10 ml	40 cm	01/01/11/12/10/GHC	01150368
CH 14	10 ml	40 cm	01/01/11/14/10/GHC	01150374
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/11/16/30/GHC	01150380
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/11/18/30/GHC	01150397
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/11/20/30/GHC	01150428
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/11/22/30/GHC	01150434
CH 24	30 ml	40 cm	01/01/11/24/30/GHC	01150440
CH 26	30 ml	40 cm	01/01/11/26/30/GHC	01150457

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril