



**2-Wege Ballonkatheter**

- ✓ Gefertigt aus hochwertigem silikonisiertem medizinischen Latex.
- ✓ Die Katheter bestechen durch ihren angenehmen Tragekomfort.
- ✓ Die sichere Fixierung der Katheter in der Blase wird durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml erzielt.
- ✓ Verwenden Sie hierfür unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Die Katheter eignen sich nur zur Kurzzeitdrainage von bis zu 5 Tagen.
- ✓ Diese Produkte enthalten Naturlatex, welches allergische Reaktionen auslösen kann.



Nelatonspitze

HMN: 15.25.15.5076



Ballonvolumen: 10-30 ml

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 12 | 10 ml  | 40 cm | 01/01/13/12/10/GHC | 01150701 |
| CH 14 | 10 ml  | 40 cm | 01/01/13/14/10/GHC | 01150859 |
| CH 16 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/13/16/30/GHC | 01150865 |
| CH 18 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/13/18/30/GHC | 01150871 |
| CH 20 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/13/20/30/GHC | 01150888 |
| CH 22 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/13/22/30/GHC | 01150919 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril

Abbildungen können vom Original abweichen