


NEPHROSTOMIE

Nephrostomie *integral* 100% Silikonkatheter



2-Wege *integral* Ballonkatheter

- ✓ Katheter hat hervorragende Gewebeverträglichkeit und eine geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.
- ✓ Dilatierende Nelatonspitze mit zentraler Bohrung.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch jeweils zwei Katheteraugen vor und hinter dem Ballon.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.
- ✓ 100% Silikon.




Dilatierende Nelatonspitze mit zentraler Bohrung, *integral* Ballon

33

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	1,5 ml	40 cm	01/03/10/10/01/GHC	13851171
CH 12	2,0 ml	40 cm	01/03/10/12/02/GHC	13851188
CH 14	3,0 ml	40 cm	01/03/10/14/03/GHC	13851202
CH 16	5,0 ml	40 cm	01/03/10/16/05/GHC	13851219
CH 18	5,0 ml	40 cm	01/03/10/18/05/GHC	13851225

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril



Ballonvolumen: 1,5 - 5,0 ml

Abbildungen können vom Original abweichen