

CARE FLOW UB 2000E, UB 2000US

Sterile, Unsterile Einmalbettbeutel, Halterung



Einmalbettbeutel, 2.000 ml

- ✓ Das System ist mit einem universellen Stufenkonus ausgestattet und kann dadurch an alle gängigen Katheter angeschlossen werden.
- ✓ Die Produkte sind für den täglichen Wechsel ausgelegt.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Systemen. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.
- ✓ Für die Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen benutzen Sie den unten abgebildeten Zwillingshalter.
- ✓ Der Urinbeutel wird durch das T-Ablassventil sicher entleert.




Produkt	Volumen	Sterilität	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	HMN
UB 2000E	2.000 ml	Steril	90 cm	04/04/2000/90/GHC	16047274	15.25.06.3025
UB 2000US	2.000 ml	Unsteril	90 cm	04/06/2000/90/GHC	12418549	15.25.06.1047
UB 2000US	2.000 ml	Unsteril	130 cm	04/06/2000/130/GHC	08845487	15.25.06.1047

UB 2000E: **Verpackungseinheit:** 100 Stück, **Verpackung:** steril

UB 2000US: **Verpackungseinheit:** 100 Stück, **Verpackung:** nicht steril **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück

Halterung für UB 2000E und UB 2000US

- ✓ Bettbeutelhalterung aus Kunststoff mit Zwillingshalter. Ausgestattet mit zwei Dornen zur Aufnahme der Einmalbettbeutel an ihren vorgestanzten Ösen.



Artikelnummer	PZN
04/99/BHL/PVC/GHC	06718951

Verpackungseinheit: 100 Stück **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück

Verpackung: nicht steril

Abbildungen können vom Original abweichen