



Einbeinhose

- ✓ Premium Einbeinhosen aus weichem Baumwollmischgewebe mit integrierter Beinbeutel tasche.
- ✓ Individuell einstellbarer, breiter Hüftgürtel mit rückseitigen Silikonstreifen zur besseren Fixierung.
- ✓ Beidseitig tragbar.
- ✓ Aufnahme der Beinbeutel durch die mittels Klettverschluss zu öffnende integrierte Tasche; inklusive Öffnung für Ablasshahn.
- ✓ Einfaches Entleeren der Beinbeutel durch komfortable Führung des Ablasshahns.
- ✓ Sie eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeutelsysteme: UB 1000, UB 750, UB 750A, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



60°

Nicht in den Trockner geben

Nicht bügeln

Gemessen wird der Hüftumfang.

Größe	Artikelnummer	PZN
XL	05/03/10/XL/GHC	09080472
L	05/03/10/L/GHC	09080466
M	05/03/10/M/GHC	09080443

Größenumfang: XL = 98-120 cm, L = 90-100 cm, M = 85-95 cm

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: unsteril



HMN: 15.99.99.0009