




### 2-Wege Ballonkatheter

- ✓ Hohe Elastizität durch die Silikonummantelung an der inneren und äußeren Katheterwand.
- ✓ Optimale Drainageleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen und offene Couvelairespitze.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 60 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Couvelairespitze



Silikonelastomer – Latexkern mit Silikonummantelung



Ballonvolumen: bis zu 60 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 18	60 ml	40 cm	01/01/15/18/60/GHC	06434975
CH 20	60 ml	40 cm	01/01/15/20/60/GHC	06434952
CH 22	60 ml	40 cm	01/01/15/22/60/GHC	06434969
CH 24	60 ml	40 cm	01/01/15/24/60/GHC	09710080

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril

Abbildungen können vom Original abweichen