



Kletthalteband

- ✓ Kletthalteband mit zwei aufgenähten Klettschlaufen zur Aufnahme der gestanzten Ösen am oberem Teil des Beinbeutels.
- ✓ Das elastische Material vermeidet bestmöglich eine Störung der Blutzirkulation am Ober- bzw. Unterschenkel.
- ✓ 70 cm langes Klettband individuell kürzbar zum Tragen am Ober- als auch am Unterschenkel.
- ✓ Es eignet sich zur Aufnahme folgender Urinbeutelsysteme: UB 1000, UB 750, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



53

 60°

 Nicht in den Trockner geben

 Nicht bügeln



Länge	Artikelnummer	PZN
70 cm	05/01/BKL/Uni/GHC	06718968

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: unsteril

HMN: 15.99.99.0008

Abbildungen können vom Original abweichen