



2-Wege *integral* Ballonkatheter

Bestandteile des Punktionsset

- 100% Silikon *integral* Ballonkatheter
- Spaltkanüle mit Spezialschliff
- Stichskalpell mit kleinem Griff

- ✓ *Integral* Ballonkatheter mit übergangslos in den Katheterschaft eingearbeitetem Ballon.
- ✓ Optimale Nutzung des Innendurchmessers der Kanüle durch *integral* Ballonkatheter:
Charrière 10 und 12 mit Spaltkanüle CH 13,8 (4,6 mm), Stichlänge 120 mm.
Charrière 14 mit Spaltkanüle CH 16,8 (5,6 mm), Stichlänge 120 mm.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.



Zentral offene Spitze, *integral* Ballon



Ballonvolumen: 03-05 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	40 cm	01/02/15/10/03/GHC	01153059
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/15/12/05/GHC	01153065
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/15/14/05/GHC	01153088

Verpackungseinheit: 5 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen