

# CARE FLOW UNIBAL

## Suprapubische *integral* 100% Silikonkatheter



### 2-Wege *integral* Ballonkatheter

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Die Katheter bestechen durch ihren angenehmen Tragekomfort.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Für die sichere Fixierung der Katheter in der Blase verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.



Zentral offene Spitze, *integral* Ballon



Ballonvolumen: 03-10 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	40 cm	01/02/12/10/03/GHC	01152568
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/12/12/05/GHC	01152574
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/12/14/05/GHC	01152605
CH 16	10 ml	40 cm	01/02/12/16/10/GHC	01152611
CH 18	10 ml	40 cm	01/02/12/18/10/GHC	01152628
CH 20	10 ml	40 cm	01/02/12/20/10/GHC	01152700
CH 22	10 ml	40 cm	01/02/12/22/10/GHC	01152717

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril