



Urinalkondom, selbstklebend

- ✓ Die CARE CON comfort überzeugen durch ein angenehm zu tragendes Silikonmaterial und einen sicheren Halt.
- ✓ Die Materialdicke des Schaftes wurde so entwickelt, dass das Material sich sanft und flexibel anschmiegt, und durch festen Halt eine hohe Sicherheit bietet.
- ✓ Der stabile Schlauchansatz verhindert ein Abknicken des Urinalkondoms und ermöglicht eine feste Verbindung mit dem angeschlossenen Beutel.
- ✓ Geringe Abstufungen der einzelnen Durchmesser sichern eine optimale Passgenauigkeit.
- ✓ Das medizinische Silikonmaterial erhält die Atmungsaktivität der Haut.
- ✓ Durch das transparente Material sind jederzeit etwaige Hautveränderungen oder Reizungen zu erkennen.
- ✓ Mit einer Schaftlänge von 8,0 cm und einer Klebefläche von 4,5 cm entspricht das CARE CON comfort den Anforderungen vieler Urinalkondomträger.



HMN: 15.25.04.7049

| Durchmesser | Schaft / Klebefläche | Artikelnummer | PZN |
|-------------|----------------------|--------------------|----------|
| 25 mm | 8,0 cm / 4,5 cm | 01/01/28/01/25/GHC | 17520554 |
| 28 mm | 8,0 cm / 4,5 cm | 01/01/28/01/28/GHC | 17520583 |
| 30 mm | 8,0 cm / 4,5 cm | 01/01/28/01/30/GHC | 17520620 |
| 32 mm | 8,0 cm / 4,5 cm | 01/01/28/01/32/GHC | 17520637 |
| 36 mm | 8,0 cm / 4,5 cm | 01/01/28/01/36/GHC | 17520643 |
| 41 mm | 8,0 cm / 4,5 cm | 01/01/28/01/41/GHC | 17520666 |

Verpackungseinheit: 30 Stück

Verpackung: unsteril

Abbildungen können vom Original abweichen