




2-Wege *integral* Ballonkatheter

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/22/12/05/GHC	11851037
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/22/14/05/GHC	11851043
CH 16	10 ml	40 cm	01/02/22/16/10/GHC	11851072
CH 18	10 ml	40 cm	01/02/22/18/10/GHC	11851089
CH 20	10 ml	40 cm	01/02/22/20/10/GHC	11851095
CH 22	10 ml	40 cm	01/02/22/22/10/GHC	11851126
CH 24	10 ml	40 cm	01/02/22/24/10/GHC	11851132

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril



Ballonvolumen: 05-10 ml