

Therastick®

Subcutane Dauerkanüle

PVC-frei
Latex-frei




Therastick®

Subcutane Dauerkanüle

z. B. für die Schmerz- und antivirale Therapie

Produktmerkmale

PVC-frei
Latex-frei
steril



- Abnehmbare Griffplatte erleichtert die Punktion und verhindert eine versehentliche Dislokation der Kanüle
- Klebeadhäsiv für eine sichere Fixation
- Flexibel, hautverträglich, atmungsaktiv
- Die durchdachte Formgebung sorgt für einen erhöhten Tragekomfort

- Reduzierung allergischer Reaktionen durch Verwendung hochwertiger, bewährter Materialien
- Hochwertiges Polyethylen ohne Klebeverbindungen, damit zur Medikamentenapplikation bestens geeignet
- Erhöhte Effizienz der Medikamentengabe durch geringes Totvolumen (Druckbeständigkeit: 2 bar)

- Zuverlässige 28 Gauge Dauerkanüle zur kontinuierlichen, subcutanen Medikamentenapplikation
- Abdrehbare Schutzkappe zur Vermeidung unbeabsichtigter Stichverletzungen durch die Nadel
- Einfache Handhabung

Produktausführung

Produktbezeichnung	Kanülenlänge [mm]	Schlauchlänge [cm]	VE (St.)	PZN	Art.-Nr.
Therastick®	8	80	25	6191834	8088071
Therastick®	12	60	25	6191981	8088041
Therastick®	12	80	25	6192271	8088051
Therastick®	12	110	25	6193626	8088061

Auch zur Verwendung mit zugelassenen Infusionspumpen geeignet.