

EINMALKATHETER



Einmalkatheter für Frauen
Einmalkatheter mit geschlossener Nelatonspitze für Frauen ohne Gleitmittel

- 2 seitliche Augen
- Katheterlänge: 18 cm
- Universalkonnektor
- Latex-frei
- Einzeln, steril verpackt

Abrechnungsfähig als Hilfsmittel

CH.	KATHETER	LÄNGE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● 08	ø 2,7 mm	18 cm	15.25.14.4016	100 Stück	4500214	04476030
● 10	ø 3,3 mm	18 cm	15.25.14.4016	100 Stück	4500215	04476047
○ 12	ø 4,0 mm	18 cm	15.25.14.4016	100 Stück	4500216	04476053
● 14	ø 4,7 mm	18 cm	15.25.14.4016	100 Stück	4500217	04476076
● 16	ø 5,3 mm	18 cm	15.25.14.4016	100 Stück	4500218	04476082
● 18	ø 6,0 mm	18 cm	15.25.14.4016	100 Stück	4500219	04476099



Einmalkatheter für Männer
Einmalkatheter mit geschlossener Nelatonspitze für Männer, ohne Gleitmittel

- 2 seitliche Augen
- Katheterlänge: 40 cm
- Universalkonnektor
- Latex-frei
- Einzeln, steril verpackt

Abrechnungsfähig als Hilfsmittel

CH.	KATHETER	LÄNGE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● 08	ø 2,7 mm	40 cm	15.25.14.4017	100 Stück	4500207	04475964
● 10	ø 3,3 mm	40 cm	15.25.14.4017	100 Stück	4500208	04475970
○ 12	ø 4,0 mm	40 cm	15.25.14.4017	100 Stück	4500209	04475987
● 14	ø 4,7 mm	40 cm	15.25.14.4017	100 Stück	4500210	04475993
● 16	ø 5,3 mm	40 cm	15.25.14.4017	100 Stück	4500211	04476001
● 18	ø 6,0 mm	40 cm	15.25.14.4017	100 Stück	4500212	04476018
● 20	ø 6,7 mm	40 cm	15.25.14.4017	100 Stück	4500213	04476024



Einmalkatheter Tiemann
Einmalkatheter mit Tiemannspitze, ohne Gleitmittel

- 2 seitliche Augen
- Katheterlänge: 40 cm
- Universalkonnektor
- Latex-frei
- Einzeln, steril verpackt

Abrechnungsfähig als Hilfsmittel

CH.	KATHETER	LÄNGE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● 08	ø 2,7 mm	40 cm	15.25.14.4018	100 Stück	4500200	04476107
● 10	ø 3,3 mm	40 cm	15.25.14.4018	100 Stück	4500201	04476113
○ 12	ø 4,0 mm	40 cm	15.25.14.4018	100 Stück	4500202	04476136
● 14	ø 4,7 mm	40 cm	15.25.14.4018	100 Stück	4500203	04476142
● 16	ø 5,3 mm	40 cm	15.25.14.4018	100 Stück	4500204	04476159
● 18	ø 6,0 mm	40 cm	15.25.14.4018	100 Stück	4500205	04476165
● 20	ø 6,7 mm	40 cm	15.25.14.4018	100 Stück	4500206	04476171