

STUHLINKONTINENZ



Rektal-Katheter

Rektalkatheter für die Irrigation

- Farbcodierte Trichteransätze
- Geschlossene, abgerundete Spitze, 2 seitliche Augen
- Länge: 40 cm
- Einzeln, steril verpackt

Abrechnungsfähig als Hilfsmittel

CH.	KATHETER	LÄNGE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● 22	ø 7,3 mm	40 cm	03.99.99.1006	100 Stück	4500300	04476188
● 25	ø 8,3 mm	40 cm	03.99.99.1006	100 Stück	4500301	04476194
● 28	ø 9,3 mm	40 cm	03.99.99.1006	100 Stück	4500302	04476202
● 30	ø 10,0 mm	40 cm	03.99.99.1006	100 Stück	4500303	04476219



Rectobag®

Geschlossenes System für den Schwenkeinlauf und die Diagnostik

- Stufenkegel
- Großlumiger (7,5 mm ø) Überleitungsschlauch 150 cm mit Rastklemme
- Schwenkeinlaufbeutel 2 Liter mit Skalierung sowie Flüssigkeits- und geruchsdichter Einfüllstutzen
- Stabile Aufhängeösen
- Sterilisiert
- Schwenkeinlaufsystem, bestehend aus: Schwenkeinlaufbeutel 2 Liter, Ballondarmrohr aus Silikon, 50/60 ml Lock-Spritze
- Spül- und Diagnosesystem, bestehend aus: Schwenkeinlaufbeutel 2 Liter, 2 Schlauchklemmen, Y-Stück mit Trichteransatz, Ballondarmrohr aus Silikon, 50/60 ml Lock-Spritze

PRODUKT	VE	ART.-NR.	PZN
Rectobag® Schwenkeinlaufbeutel 2.000 ml	40 Stück	4423356	-
Rectobag® Schwenkeinlaufsystem	20 Stück	4423364	-
Rectobag® Schwenkeinlaufsystem und Diagnostik 2.000 ml	20 Stück	4423348	-



ZUBEHÖR KONTINENZ- UND UROLOGIE-VERSORGUNG

Als Komplettanbieter für Urologie- und Inkontinenzversorgung hat B. Braun alle relevanten Produkte im Programm, die für die tägliche Anwendung notwendig sind. Angefangen bei Befestigungsmöglichkeiten für Urinbeutel über Adapter und urologische Spüllösungen bis hin zu Hygieneartikeln.