



PO 80

beurer  
medical

## PO 80 Pulsoximeter

 german  
engineering



Kontinuierliche Aufzeichnung der Werte  
(SpO<sub>2</sub> und Puls) bis zu 24h



PC-Software zur detaillierten  
Darstellung und Auswertung



SOFTWARE



Ermittlung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO<sub>2</sub>) und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz)

Sehr einfache und vollkommen schmerzfreie Messung

Klein und leicht für zu Hause und unterwegs

Besonders geeignet für Personen mit:

- Herzinsuffizienz
- Chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen
- Asthma bronchiale
- Schlafapnoe

Anwendbar bei Sport in großen Höhen (z.B. Bergsteigen, Skifahren und Sportfliegerei)

Kontinuierliche Aufzeichnung bis zu 24h

PC-Software „beurer SpO<sub>2</sub> Assistant“ zur detaillierten Darstellung und Auswertung

Betriebssysteme: ab Windows 8.1

USB-Kabel und USB-Ladegerät

Aufladbar per USB (integrierter Lithium-Ionen-Akku)

Einstellbare Display-Helligkeit

Graphische Pulsanzeige und zuschaltbarer Pulston

Alarmfunktion – Grenzwerte individuell einstellbar

Batteriestandsanzeige

Abschaltautomatik

Inkl. Halteband, Gürtel-Tasche und Aufbewahrungsbox aus Metall

Medizinprodukt

Produktmaße: 57 x 32 x 30 mm

Produktgewicht: ca. 42 g

5 Jahre Garantie

PZN: 12583975

VE: 4 / Transportkarton: 8 x 4

EAN-Nr.: 421112545440 1

Art.-Nr.: 454.40