

Panelast® Pflasterbinde

REF 30270, 30271, 30272, 30277

Dezember 2023

1. Zusammensetzung der Anwendungsform (Produkt)

Die Panelast® Pflasterbinde besteht aus längs- und querelastischem, webkantigem und cremefarbenen gefärbtem Baumwollgewebe (100% Baumwolle), das einseitig mit einem zinkoxidhaltigem Synthesekautschuk-Klebstoff (ZnO-Gehalt 10-20%) randfrei beschichtet ist. Die Pflasterbinde ist mit der beschichteten Seite nach außen auf eine Hülse aus Polypropylen gewickelt, die äußere Wicklung ist mit einer weißen PVC-Folie abgedeckt.

Das Produktdatenblatt ist für folgende Artikel gültig:

REF	Produktbezeichnung	Merkmal
30270	Panelast® Pflasterbinde, längs- und querelastisch	6 cm x 2,5 m
30271	Panelast® Pflasterbinde, längs- und querelastisch	8 cm x 2,5 m
30272	Panelast® Pflasterbinde, längs- und querelastisch	10 cm x 2,5 m
30277	Panelast® Kleefpleisterzwachtel (Pflasterbinde)	10 cm x 2,5 m

Hinweis: 2,5 m ist die ungedehnte Länge.

2. Aufbau / Struktur der Verpackung

2.1 Grundpackung / Unit Container

s. 2.2

2.2 Handelspackung / Shelf Container

REF 30270, REF 30271, REF 30272:

1 Stück = 1 Faltschachtel aus Zellulose mit Gebrauchsanweisung aus Zellulose

REF 30277:

s. 2.3

2.3 Versandpackung / Transit Container

REF 30270, REF 30271, REF 30272:

50 Stück = 50 Faltschachteln = 1 Wellfaltkiste aus Zellulose:

REF 30270:

60 Stück = 60 Faltschachteln = 1 Wellfaltkiste aus Zellulose

1 Gebrauchsinformation aus Zellulose

3. Herstellung

Die Panelast® Pflasterbinde wird unter hygienischen Bedingungen nach Vorgaben hergestellt und gemäß der Verpackungsbeschreibung verpackt.

4. Beschreibung

Cremerfarbene, kurzzügige (längs- und querelastische) Pflasterbinde mit Webkanten.

5. Eigenschaften

- längselastisch (ca. 75%)
- querelastisch (ca. 35%)
- luft- und wasserdampfdurchlässig
- röntgenstrahlendurchlässig
- cremefarben
- kräftig haftender Synthesekautschukkleber, zinkoxidhaltig
- mit Webkanten

6. Zweckbestimmung / Anwendung

Zur Kompression, zur Ruhigstellung von Körperteilen, zum Stützen und Entlasten.

7. Zuordnung / Klassifizierung

Die Panelast® Pflasterbinde ist ein Medizinprodukt gemäß Regel 1 der Klasse I (gemäß Verordnung (EU) 2017/745).

8. Biologische Beurteilung und Verträglichkeit

Die nach ISO 10993-1 durchgeführte biologische Risikobewertung bestätigt die Sicherheit und akzeptable Biokompatibilität der Panelast® Pflasterbinde innerhalb ihrer Zweckbestimmung.

9. Haltbarkeit

Trocken, vor Staub und Licht geschützt lagern. Stehend und nicht über 25°C lagern.
Für zwei Monate im Jahr sind Lagertemperaturen von bis zu 35°C zulässig.
Bei sachgemäßer Lagerung hat die Panelast® Pflasterbinde eine Haltbarkeit von 3 Jahren ab Herstellungsdatum.

10. Entsorgung

Der Verwender hat die jeweils national gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien zur Entsorgung von Abfall aus dem medizinischen Bereich zu beachten.
Auch bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.
Das Produkt ist als gefährlicher Abfall zu entsorgen, da es Zinkoxid enthält, welches als chronisch gewässergefährdend eingestuft ist.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
D-56579 Rengsdorf
ppa.

Peter Grillitsch
Director of Global Marketing