

Sentinex® Bereichskleidung Kasack

Sentinex® Bereichskleidung Hose

REF 39503 – 39505, 39524 – 39538, 39540 – 39544

Juli 2024

1. Zusammensetzung der Anwendungsform (Produkt)

Sentinex® Bereichskleidung Kasack und Hose bestehen aus:

- Vlies: Polypropylen, grün oder blau
- Größenlabel: Polyester
- L&R Label: Polyester

Das Produktdatenblatt ist für folgende Artikel gültig:

REF	Produktbeschreibung	Merkmal
39503	Sentinex® Bereichskleidung Kasack	XS, grün, unsteril
39524	Sentinex® Bereichskleidung Kasack	S, grün, unsteril
39525	Sentinex® Bereichskleidung Kasack	M, grün, unsteril
39526	Sentinex® Bereichskleidung Kasack	L, grün, unsteril
39527	Sentinex® Bereichskleidung Kasack	XL, grün, unsteril
39528	Sentinex® Bereichskleidung Kasack	XXL, grün, unsteril
39504	Sentinex® Bereichskleidung Hose	XS, grün, unsteril
39529	Sentinex® Bereichskleidung Hose	S, grün, unsteril
39530	Sentinex® Bereichskleidung Hose	M, grün, unsteril
39531	Sentinex® Bereichskleidung Hose	L, grün, unsteril
39532	Sentinex® Bereichskleidung Hose	XL, grün, unsteril
39533	Sentinex® Bereichskleidung Hose	XXL, grün, unsteril
39505	Sentinex® Bereichskleidung Kasack	XS, blau, unsteril
39534	Sentinex® Bereichskleidung Kasack	S, blau, unsteril
39535	Sentinex® Bereichskleidung Kasack	M, blau, unsteril
39536	Sentinex® Bereichskleidung Kasack	L, blau, unsteril
39537	Sentinex® Bereichskleidung Kasack	XL, blau, unsteril
39538	Sentinex® Bereichskleidung Kasack	XXL, blau, unsteril
39506	Sentinex® Bereichskleidung Hose	XS, blau, unsteril
39540	Sentinex® Bereichskleidung Hose	S, blau, unsteril
39541	Sentinex® Bereichskleidung Hose	M, blau, unsteril
39542	Sentinex® Bereichskleidung Hose	L, blau, unsteril
39543	Sentinex® Bereichskleidung Hose	XL, blau, unsteril
39544	Sentinex® Bereichskleidung Hose	XXL, blau, unsteril

2. Aufbau / Struktur der Verpackung

2.1 Grundpackung / Unit Container

s. 2.2

2.2 Handelspackung / Shelf Container

s. 2.3

2.3 Versandpackung / Transit Container

- Flachbeutel aus Polyethylen
- 1 Wellfalkiste aus Zellulose

REF	Stück
39503, 39505	105
39524, 39534	100
39525, 39535	90
39526, 39504, 39536, 39506	80
39527, 39529, 39537, 39540	75
39528, 39530, 39538, 39541	70
39531, 39542	65
39532, 39543	60
39533, 39544	55

3. Herstellung

Sentinex® Bereichskleidung Kasack und Hose werden unter hygienischen Bedingungen nach Vorgaben hergestellt und gemäß der Verpackungsbeschreibung verpackt.

4. Beschreibung

Einmal-Kleidung grün und blau, erhältlich in sechs Größen von XS bis XXL. Hergestellt aus Vlies im Unisex-Design. Oberteil mit V-Ausschnitt, kurzen Ärmeln und ergonomisch platzierten Taschen. Hose mit Bindeband am Bund. Einfach verpackte Oberteile und Hosen ermöglichen eine individuelle Größenauswahl. Sentinex® Bereichskleidung Kasack und Hose sind unsteril.

5. Eigenschaften

Die Sentinex® Bereichskleidung Kasack und Hose ist reißfest, atmungsaktiv, fusselfrei, flüssigkeitsabweisend und blickdicht.

Bei der Herstellung der oben genannten Produkte und deren Verpackung werden Naturkautschuklatex-haltigen Rohstoffe nicht absichtlich eingesetzt. Etwaige Kontaminationen durch Latexspuren aus der Produktion oder der Umgebung können wir nach derzeitigem Wissensstand jedoch nicht völlig ausschließen.

6. Zweckbestimmung / Anwendung

Einmal-Kleidung, die in einem definierten Bereich einer Einrichtung getragen werden soll, um die Verschleppung von Infektionserregern zwischen verschiedenen Bereichen zu minimieren.

7. Zuordnung / Klassifizierung

Sentinex® Bereichskleidung Kasack und Hose ist ein Medizinprodukt gemäß Regel 1 der Klasse I (gemäß Artikel 22 der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)).

8. Biologische Beurteilung und Verträglichkeit

Die nach ISO 10993-1 durchgeführte biologische Risikobewertung bestätigt die Sicherheit und akzeptable Biokompatibilität des Produktes Sentinex® Bereichskleidung Kasack und Hose innerhalb seiner Zweckbestimmung.

9. Haltbarkeit

Bei sachgemäßer Lagerung (trocken, vor Staub und Licht geschützt) beträgt die Haltbarkeit der Sentinex® Bereichskleidung Kasack und Hose 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

10. Entsorgung

Der Verwender hat die jeweils national gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien zur Entsorgung von Abfall aus dem medizinischen Bereich zu beachten. Auch bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
D-56579 Rengsdorf
ppa.

Peter Grillitsch
Director of Global Marketing