

Sentinex® Bereichskleidung Kasack Soft

Sentinex® Bereichskleidung Hose Soft

REF 39555 - 39577, 39509

Juli 2024

1. Zusammensetzung der Anwendungsform (Produkt)

Sentinex® Bereichskleidung bestehend aus Kasack Soft oder Hose Soft bestehen aus:

- Kasack und Hose aus

- Vlies: Polypropylen, grün oder blau
- Größenlabel: Polyester
- L&R Label: Polyester

Das Produktdatenblatt ist für folgende Artikel gültig:

REF	Produktbezeichnung	Merkmal
39509	Sentinex® Bereichskleidung Kasack Soft	XS, grün, unsteril
39555	Sentinex® Bereichskleidung Kasack Soft	S, grün, unsteril
39556	Sentinex® Bereichskleidung Kasack Soft	M, grün, unsteril
39557	Sentinex® Bereichskleidung Kasack Soft	L, grün, unsteril
39558	Sentinex® Bereichskleidung Kasack Soft	XL, grün, unsteril
39559	Sentinex® Bereichskleidung Kasack Soft	XXL, grün, unsteril
39575	Sentinex® Bereichskleidung Hose Soft	XS, grün, unsteril
39560	Sentinex® Bereichskleidung Hose Soft	S, grün, unsteril
39561	Sentinex® Bereichskleidung Hose Soft	M, grün, unsteril
39562	Sentinex® Bereichskleidung Hose Soft	L, grün, unsteril
39563	Sentinex® Bereichskleidung Hose Soft	XL, grün, unsteril
39564	Sentinex® Bereichskleidung Hose Soft	XXL, grün, unsteril
39576	Sentinex® Bereichskleidung Kasack Soft	XS, blau, unsteril
39565	Sentinex® Bereichskleidung Kasack Soft	S, blau, unsteril
39566	Sentinex® Bereichskleidung Kasack Soft	M, blau, unsteril
39567	Sentinex® Bereichskleidung Kasack Soft	L, blau, unsteril
39568	Sentinex® Bereichskleidung Kasack Soft	XL, blau, unsteril
39569	Sentinex® Bereichskleidung Kasack Soft	XXL, blau, unsteril
39577	Sentinex® Bereichskleidung Hose Soft	XS, blau, unsteril
39570	Sentinex® Bereichskleidung Hose Soft	S, blau, unsteril
39571	Sentinex® Bereichskleidung Hose Soft	M, blau, unsteril
39572	Sentinex® Bereichskleidung Hose Soft	L, blau, unsteril

REF	Produktbezeichnung	Merkmal
39573	Sentinex® Bereichskleidung Hose Soft	XL, blau, unsteril
39574	Sentinex® Bereichskleidung Hose Soft	XXL, blau, unsteril

2. Aufbau / Struktur der Verpackung

2.1 Grundpackung / Unit Container

s. 2.3

2.2 Handelspackung / Shelf Container

s. 2.3

2.3 Versandpackung / Transit Container

- Flachbeutel aus Polyethylen
- 1 Wellfaltkiste aus Zellulose

REF	Stück
39509, 39576	60
39555, 39565	55
39556, 39557, 39575, 39566, 39567, 39577	50
39558, 39560, 39568, 39570	45
39559, 39561, 39562, 39569, 39571, 39572	40
39563, 39573	35
39564, 39574	30

3. Herstellung

Die Sentinex® Bereichskleidung bestehend aus Kasack Soft oder Hose Soft wird unter hygienischen Bedingungen nach Vorgaben hergestellt und gemäß der Verpackungsbeschreibung verpackt.

4. Beschreibung

Einmal-Kleidung grün und blau, erhältlich in sechs Größen von XS bis XXL. Hergestellt aus Vlies im Unisex-Design. Oberteil mit V-Ausschnitt, kurzen Ärmeln und ergonomisch platzierten Taschen. Hose mit Bindeband am Bund. Einfach verpackte Oberteile und Hosen ermöglichen eine individuelle Größenauswahl. Das Produkt ist unsteril.

5. Eigenschaften

Die Sentinex® Bereichskleidung bestehend aus Kasack Soft oder Hose Soft ist reißfest, atmungsaktiv, fusselfrei, flüssigkeitsabweisend und blickdicht.

Bei der Herstellung der oben genannten Produkte und deren Verpackung werden Naturkautschuklatex-haltigen Rohstoffe nicht absichtlich eingesetzt. Etwaige Kontaminationen durch Latexspuren aus der Produktion oder der Umgebung können wir nach derzeitigem Wissensstand jedoch nicht völlig ausschließen.

6. Zweckbestimmung / Anwendung

Einmal-Kleidung, die in einem definierten Bereich einer Einrichtung getragen werden soll, um die Verschleppung von Infektionserregern zwischen verschiedenen Bereichen zu minimieren

7. Zuordnung / Klassifizierung

Sentinex® Bereichskleidung bestehend aus Kasack Soft oder Hose Soft ist ein Medizinprodukt gemäß Regel 1 der Klasse I (gemäß Verordnung (EU) 2017/745).

8. Biologische Beurteilung und Verträglichkeit

Die nach ISO 10993-1 durchgeführte biologische Risikobewertung bestätigt die Sicherheit und akzeptable Biokompatibilität des Produktes Sentinex® Bereichskleidung bestehend aus Kasack Soft oder Hose Soft innerhalb seiner Zweckbestimmung.

9. Haltbarkeit

Bei sachgemäßer Lagerung (trocken, vor Staub und Licht geschützt) beträgt die Haltbarkeit des Produktes Sentinex® Bereichskleidung bestehend aus Kasack Soft oder Hose Soft 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

10. Entsorgung

Der Verwender hat die jeweils national gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien zur Entsorgung von Abfall aus dem medizinischen Bereich zu beachten. Auch bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
D-56579 Rengsdorf
ppa.

Peter Grillitsch
Director of Global Marketing