

Suprasorb® P

PU-Schaumverband, selbstklebend, steril

REF 20415 – 20419

Dezember 2024

1. Zusammensetzung der Anwendungsform (Produkt)

Der Suprasorb® P PU-Schaumverband selbstklebend besteht aus:

- Polyurethan-Trägerschicht, hautfarben
- Polyacrylatklebstoff
- Polyurethan-Schaumschicht
- gelochte Polyurethanfolie, transparent (Wundkontaktschicht)
- Silikonpapier

Das Produktdatenblatt ist für folgende Artikel gültig:

REF 20416	Suprasorb® P PU-Schaumverband, selbstklebend, steril	7,5 x 7,5 cm
REF 20417	Suprasorb® P PU-Schaumverband, selbstklebend, steril	10 x 10 cm
REF 20418	Suprasorb® P PU-Schaumverband, selbstklebend, steril	15 x 15 cm
REF 20419	Suprasorb® P PU-Schaumverband, selbstklebend, steril	15 x 20 cm
REF 20415	Suprasorb® P PU-Schaumverband sacrum, selbstklebend, steril	18 x 20,5 cm

2. Aufbau / Struktur der Verpackung

2.1 Grundpackung / Unit Container

1 Stück = 1 Vierrandsiegelbeutel bestehend aus Zellulose und Polyethylen

2.2 Handelspackung / Shelf Container

1 Faltschachtel aus Zellulose
- Gebrauchsanweisung aus Zellulose

REF	Stück
20416, 20417	10

REF	Stück
20418, 20419, 20415	5

2.3 Versandpackung / Transit Container

1 Wellfaltkiste aus Zellulose

REF	Stück	Faltschachteln
20416, 20417	100	10
20418, 20419, 20415	50	10

3. Herstellung

Der Suprasorb® P adhesive PU-Schaumverband selbstklebend wird unter hygienischen Bedingungen nach Vorgaben hergestellt und gemäß Verpackungsbeschreibung verpackt.

Die Sterilisation des Produktes erfolgt mit Ethylenoxid gemäß EN ISO 11135.

4. Beschreibung

Flexibler, wasserdampfdurchlässiger Schaumverband mit Kleberand und abgerundeten Ecken.

5. Eigenschaften

- zuverlässiges Exsudatmanagement gibt Sicherheit im Alltag
- der anschmiegsame und polsternde Verband bietet hohen Patientenkomfort
- Der Verbandwechsel erfolgt gewebeschonend, denn ein Verkleben mit der Wunde wird weitestgehend verhindert
- Erhält ein feuchtes Wundheilungsmilieu und fördert so die natürliche Heilung*

**basierend auf in vitro Daten*

6. Zweckbestimmung / Anwendung (siehe auch aktuelle Gebrauchsanweisung)

Der Suprasorb® P PU-Schaumverband selbstklebend ist zur Absorption von Wundexsudat und zum mechanischen Schutz der Wunde bestimmt. Er wird für die Versorgung von mittelstark exsudierenden, oberflächlichen Wunden eingesetzt.

7. Zuordnung / Klassifizierung

Der Suprasorb® P PU-Schaumverband selbstklebend ist gemäß Regel 4 ein Medizinprodukt der Klasse IIb (gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)).

8. Biologische Beurteilung und Verträglichkeit

Die nach ISO 10993-1 durchgeführte biologische Risikobewertung bestätigt die Sicherheit und akzeptable Biokompatibilität des Produkts Suprasorb® P PU-Schaumverband selbstklebend innerhalb seiner Zweckbestimmung.

9. Haltbarkeit

Bei sachgemäßer Lagerung – trocken, vor Staub und Licht geschützt - beträgt die Haltbarkeit des Suprasorb® P PU-Schaumverbands selbstklebend 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

10. Entsorgung

Der Verwender hat die jeweils national gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien zur Entsorgung von Abfall aus dem medizinischen Bereich zu beachten.

Auch bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

D-56579 Rengsdorf

i.V.

i.A.

Daniela Hörmannstorfer

Daniela Hörmannstorfer, Feb 03,2025 10:51:42 AM UTC

Daniela Hörmannstorfer

Head of Global Marketing Wound Management

Eva Klein

Global Brand Manager Wound Management