



GL 44
mg/dL

beurer
medical

GL 44 mg/dL Blutzuckermessgerät

 **german
engineering**



Mit USB-Kabel und Health-Manager Software
zum Gratis-Download



Beleuchteter Teststreifen-Einführungsschacht



Weiß beleuchtetes XXL-Display für
optimale Lesbarkeit



Starter Set: Messgerät, Stechhilfe, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, Batterien,
Etui, Gebrauchsanleitung, Kurzanleitung, Blutzucker-Tagebuch, USB-Kabel

Erforderliche Blutmenge: 0,6 Mikroliter

Messdauer: ca. 5 Sekunden

Messwertspeicher für 480 Messwerte mit Datum, Zeit
(Datenbeibehaltung bei Batteriewechsel)

Speicherwerte vorwärts und rückwärts scrollbar

Durchschnittswertberechnung für 7, 14, 30 oder 90 Tage für
- alle Messwerte - markierte Werte

Blutprobe: frisches Vollblut (kapillär)

Hämatokrit: 20 - 60 %

Plasma kalibriert

Messbereich: 20-630 mg/dL

Blutmengenkontrolle: Messung nur bei ausreichend großer Blutprobe

Erfüllt die EN ISO 15197:2015 vollumfänglich (verpflichtend seit Mai 2016)

Abschaltautomatik

Produktmaße: 52 x 95 x 16 mm

Produktgewicht: ca. 44 g (inklusive Batterien)

2 x Lithiumbatterien CR2032 für mehr als 1.000 Messungen

Aufbewahrung/Transport:	Temp.:	Rel. Luftfeuchtigkeit:
Gerät:	-10°C bis +65°C	< 90 %
Teststreifen:	+2°C bis +30°C	< 90 %
Betrieb:	+10°C bis +40°C	< 90 %

Medizinprodukt

5 Jahre Garantie

PZN:	black: 07586902	purple: 08600001	white: 08599522
Art.-Nr.:	463.15	463.13	463.11
EAN-Nr.:	4211125 463151	4211125 463137	4211125 463113



GL 44
mg/dL

beurer
medical




Patentierte* soft & safe Stechhilfe



Beleuchteter Teststreifen-Einfuhrschacht und breite Teststreifen



Einfache Messwertmarkierung für optimiertes Diabetesmanagement: vor dem Essen, nach dem Essen, generelle Markierung



VERBINDUNG



Datenübertragung möglich in beurer HealthManager, DiaBass, Smartpix, SiDiary, DSPDiary.



* geprüfte Online-Applikation "beurer HealthManager" Cloud

GL44_mgdL_2019-01-31_01_DS_DE Irrtum und Änderungen vorbehalten