

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – Copolymer

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Einmal-Handschuhe aus Copolymer, auf Papier gestanzt, transparent, steril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use gloves made of copolymer, stamped on paper, transparent, sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Bemerkungen:

Remarks:

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, Industrie und der Medizin.

Suitable for the use in food area, industry and medicine.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – Copolymer, einzeln verpackt, steril / single packed, sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Copolymerhandschuh/ Copolymer gloves	S	transparent	100 Stk./ pcs.	74600	4046153025541	9522378	24
Copolymerhandschuh/ Copolymer gloves	M	transparent	100 Stk./ pcs.	74610	4046153025602	9522384	24
Copolymerhandschuh/ Copolymer gloves	L	transparent	100 Stk./ pcs.	74620	4046153025688	9522390	24

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3,4

AQL 1,5

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse Is / CE- Classification: Class Is

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand Thickness (single wall) in mm		
			Finger / Finger	Hand / Palm	Schaft / Cuff
S	280 ± 10	215 ± 5	0,025 ± 5%	0,025 ± 5%	0,025 ± 5%
M		225 ± 5	0,025 ± 5%	0,025 ± 5%	0,025 ± 5%
L		240 ± 5	0,025 ± 5%	0,025 ± 5%	0,025 ± 5%

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de