

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – evolution white



Produkt- beschreibung:

Product Description:

Produktdaten:

Product Specification:

Einmalhandschuhe aus Polyethylen (LLDPE), texturierte Oberfläche, transparent, unsteril und puderfrei, sehr elastisch. Rechts und links tragbar.

Single-use gloves made of polyethylene (LLDPE), textured surface, transparent, non-sterile and powder-free, very elastic. Can be worn on either hand.

Haupteinsatzgebiet:

Main Application Area:

Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, Hotellerie, Gastronomie, Catering, häusliche Krankenpflege im Rahmen der 40 Euro Pauschale.

Suitable for use in food area, hotel industry, gastronomy, catering, home nursing.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – evolution white, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./ REF	EAN	PZN	Box/ VE
PE-Handschuhe/PE gloves	S	transparent	200 Stk./pcs.	76277	4046153114689	10144289	10
PE-Handschuhe/PE gloves	M	transparent	200 Stk./pcs.	76278	4046153114702	10144875	10
PE-Handschuhe/PE gloves	L	transparent	200 Stk./pcs.	76279	4046153114726	10144881	10
PE-Handschuhe/PE gloves	XL	transparent	200 Stk./pcs.	76280	4046153114740	10144295	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

AQL 1,5

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre

5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung/Before Ageing	
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
S	≥ 255 ± 5	108 ± 2	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02	> 3,6 N	≥ 350%
M	≥ 255 ± 5	115 ± 2	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02	Nach Alterung/After Ageing	
L	≥ 255 ± 5	127 ± 2	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XL	≥ 255 ± 5	142 ± 2	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02	> 3,6 N	≥ 350%

Symbole:

Symbols:



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@mamed.de

Tel. +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100