

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – evolution blue



Produkt- beschreibung:

Product Description:

Produktdaten:

Product Specification:

Einmalhandschuhe aus Polyethylen (LLDPE), texturierte Oberfläche, transparent, unsteril und puderfrei, sehr elastisch. Rechts und links tragbar.

Single-use gloves made of polyethylene (LLDPE), textured surface, transparent, non-sterile and powder-free, very elastic. Can be worn on either hand.

Haupteinsatzgebiet:

Main Application Area:

Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, Hotellerie, Gastronomie, Catering, häusliche Krankenpflege im Rahmen der 40 Euro Pauschale.

Suitable for use in food area, hotel industry, gastronomy, catering, home nursing.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – evolution blue, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./ REF	EAN	PZN	Box/ VE
PE-Handschuhe/PE gloves	S	blau/blue	200 Stk./pcs.	76281	4046153114788	10146495	10
PE-Handschuhe/PE gloves	M	blau/blue	200 Stk./pcs.	76282	4046153114801	10146503	10
PE-Handschuhe/PE gloves	L	blau/blue	200 Stk./pcs.	76283	4046153114825	10146526	10
PE-Handschuhe/PE gloves	XL	blau/blue	200 Stk./pcs.	76284	4046153114849	10146532	10
PE-Handschuhe/PE gloves	XXL	blau/blue	200 Stk./pcs.	76289	4046153114894	10192644	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

AQL 1,5

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre

5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung/Before Ageing	
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
S	≥ 255 ± 5	108 ± 2	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02	> 3,6 N	≥ 350%
M	≥ 255 ± 5	115 ± 2	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02		
L	≥ 255 ± 5	127 ± 2	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02	Nach Alterung/After Ageing	
XL	≥ 255 ± 5	142 ± 2	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XXL	≥ 255 ± 5	163 ± 2	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02	> 3,6 N	≥ 350%

Symbole: Symbols:



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@mamed.de

Tel. +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100