

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Wandhalter aus Edelstahl mit Feder



Produkt- beschreibung:

Product Description:

Produktdaten:

Product Specification:

Wandhalter aus Edelstahl mit Feder für Handschuhboxen. Inklusive Befestigungsmaterial.

REF 76078 Wandspender LTH: 24,6 x 10,6 x 13,5 cm

REF 76079 Wandspender LTH: 24,6 x 8,1 x 41,0 cm

Variabel einsetzbar durch Feder.

Wall bracket, made of stainless steel, with spring for glove boxes. Mounting material included.

REF 76078 Wall dispenser LWH: 24,6 x 10,6 x 13,5 cm

REF 76079 Wall dispenser LWH: 24,6 x 8,1 x 41,0 cm

Built in spring allows variable usage.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – Wandhalter aus Edelstahl mit Feder

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/ VE
Wandhalter 1-fach/ Wall bracket, 1 box	Einheitsgröße/ Standard size	Edelstahl ●	1 Stk./ pcs.	76078	4046153123865	–	1
Wandhalter 3-fach/ Wall bracket, 3 boxes	Einheitsgröße/ Standard size	Edelstahl ●	1 Stk./ pcs.	76079	4046153123889	–	1

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de