

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – sensitiv PF



Produkt- beschreibung:

Product Description:

Produktdaten:

Product Specification:

Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus Latex, hell-beige, stark texturierte Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of latex, light-beige, heavily textured surface, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Haupteinsatzgebiet:

Main Application Area:

Geeignet für den niedergelassenen Bereich mit Schwerpunkt Dentalmedizin sowie Laborarbeit.

Suitable for medical practitioners with a focus on dental medicine and laboratory work.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – sensitiv PF, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Latexhandschuhe/Latex gloves	XS	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74155	4046153024148	02207917	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	S	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74165	4046153024162	02207952	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	M	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74175	4046153024186	02207998	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	L	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74185	4046153024209	02208012	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	XL	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74195	4046153024223	02208035	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455-1, 2, 3, 4; EN ISO 374-1, 2, 4, 5; EN 16523-1:2015+A1:2018; EN 420:2003+A1:2009; AQL 1,5

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III.

Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III.

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung/Before Ageing	
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XS	≥ 240	≤ 80	N/A	min. 0,08	min. 0,08	≥ 6 N	min. 650 %
S	≥ 240	80 ± 10	N/A	min. 0,08	min. 0,08		
M	≥ 240	95 ± 10	N/A	min. 0,08	min. 0,08	Nach Alterung/After Ageing	
L	≥ 240	110 ± 10	N/A	min. 0,08	min. 0,08	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XL	≥ 240	≥ 110	N/A	min. 0,08	min. 0,08	≥ 6 N	min. 500 %

Proteingehalt:

Protein Content:

Messmethode max. 50 µg/g / Lowry modifiziert (EN 455-3)

Measurement method max. 50 µg/g / Lowry modified (EN 455-3)

Latexallergierisiko:

Latex Allergy Risk:

Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.

This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions as well as anaphylactic reactions.

Symbole:

Symbols:



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@mamed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100