

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – grip PF



Produkt- beschreibung:

Product Description:

Produktdaten:

Product Specification:

Einmal-Untersuchungshandschuh aus Latex mit Polymerinnenbeschichtung, hell-beige, mikrogeraute Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.
Single-use examination gloves made of latex with a polymer-inner-coating, light-beige, micro-roughened surface, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Haupteinsatzgebiet:

Main Application Area:

Geeignet für den niedergelassenen Bereich mit Schwerpunkt Dentalmedizin, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen.
Suitable for medical practitioners with a focus on dental medicine, stationary and outpatient care facilities.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – grip PF, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Latexhandschuhe/Latex gloves	XS	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74405	4046153024803	03307319	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	S	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74415	4046153024926	03307348	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	M	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74425	4046153025046	03307354	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	L	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74435	4046153025060	03307414	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	XL	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74445	4046153025084	03307437	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455-1, 2, 3, 4; EN ISO 374-1, 2, 4, 5; EN 16523-1:2015+A1:2018; EN 420:2003+A1:2009; AQL 1,5
Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I
European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I
Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III.
Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III.

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung/Before Ageing	
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XS	≥ 240	≤ 80	N/A	min. 0,08	min. 0,08	min. 6 N	min. 650 %
S	≥ 240	80 ± 10	N/A	min. 0,08	min. 0,08	Nach Alterung/After Ageing	
M	≥ 240	95 ± 10	N/A	min. 0,08	min. 0,08		
L	≥ 240	110 ± 10	N/A	min. 0,08	min. 0,08	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XL	≥ 240	≥ 110	N/A	min. 0,08	min. 0,08	min. 6 N	min. 500 %

Proteingehalt:

Protein Content:

Messmethode max. 50 µg/g / Lowry modifiziert (EN 455-3)
Measurement method max. 50 µg/g / Lowry modified (EN 455-3)

Latexallergierisiko:

Latex Allergy Risk:

Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions as well as anaphylactic reactions.

Symbole:

Symbols:



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@mamed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100