

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed<sup>®</sup> – Black LX



#### Produktdaten:

Product Specification:

#### Produkt- beschreibung:

Product Description:

Einmal-Untersuchungshandschuh aus dünnem Latex, schwarz, leicht texturierte Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of thin latex, black, lightly textured surface, non sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

#### Haupteinsatzgebiet:

Main Application Area:

Geeignet für den Einsatz in Hotel, Gastronomie, Catering, Friseur-, Tattoo- und Piercingstudios.

Suitable for the use in hotels, gastronomy, catering, hair salons, tattoo and piercing studios.

#### Ausführungen:

Sizes:

#### MaiMed<sup>®</sup> – Black LX, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Latexhandschuhe/Latex gloves	S	schwarz/black ●	100 Stk./pcs.	74446	4046153030743	07796255	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	M	schwarz/black ●	100 Stk./pcs.	74447	4046153030767	07796261	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	L	schwarz/black ●	100 Stk./pcs.	74448	4046153030781	07796278	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	XL	schwarz/black ●	100 Stk./pcs.	174449	4046153030804	07796284	10

#### Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455-1, 2, 3, 4; EN ISO 374-1, 2, 4, 5; EN 16523-1:2015+A1:2018; EN ISO 21420:2020; AQL 1,5 Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III.

Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III.

#### Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

#### Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung/Before Ageing	
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
S	≥ 240	80 ± 10	N/A	min. 0,08	min. 0,08	min. 6 N	min. 650 %
M	≥ 240	95 ± 10	N/A	min. 0,08	min. 0,08	Nach Alterung/After Ageing	
L	≥ 240	110 ± 10	N/A	min. 0,08	min. 0,08	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XL	≥ 240	≥ 110	N/A	min. 0,08	min. 0,08	min. 6 N	min. 500 %

#### Proteingehalt:

Protein Content:

Messmethode max. 50 µg/g / Lowry modifiziert (EN 455-3)

Measurement method max. 50 µg/g / Lowry modified (EN 455-3)

#### Latexallergierisiko:

Latex Allergy Risk:

Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.

This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions as well as anaphylactic reactions.

#### Symbole:

Symbols:



MaiMed<sup>®</sup> GmbH  
Robert-Koch-Straße 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de  
info@mamed.de

Fon +49 5195/9707 - 0  
Fax +49 5195/9707 - 100