

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Tex

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Produktdaten:

Product Specification:

OP-Handschuhe aus Latex mit Rollrand, steril, mikrogeraute Oberfläche, leicht gepudert und vollanatomisch geformt. Bietet ein extrem hohes Tastgefühl.
Surgery gloves made of latex with rolled edge, sterile, micro-roughened surface, powdered and anatomically shaped.

Bemerkungen:

Remarks:

Für die chirurgisch invasive Anwendung.
For surgically invasive use.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – Tex, steril / sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
OP-Handschuhe/ Surgery gloves	6	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74510	4046153025404	04842606	4
OP-Handschuhe/ Surgery gloves	6 ½	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74515	4046153025428	04842612	4
OP-Handschuhe/ Surgery gloves	7	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74520	4046153025442	04842629	4
OP-Handschuhe/ Surgery gloves	7 ½	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74525	4046153025466	04842635	4
OP-Handschuhe/ Surgery gloves	8	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74530	4046153025480	04842641	4
OP-Handschuhe/ Surgery gloves	8 ½	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74535	4046153025503	04842658	4
OP-Handschuhe/ Surgery gloves	9	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74540	4046153025527	04842687	4

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; ASTM D 3577; ISO 10282; EN 374

AQL 0,65

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse Is / CE- Classification: Class Is

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke/ Minimum thickness	Vor Alterung / Before Aging	
			Hand / Palm	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
5 ½	mind. 280 mm	72 ± 4	0,23 mm ± 0,02 mm		
6		77 ± 5			
6 ½		83 ± 5		mind. 9 N	mind. 800 %
7		89 ± 5		Nach Alterung / After Aging	
7 ½		95 ± 5			
8		102 ± 6		Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
8 ½		108 ± 6			
9		114 ± 6		mind. 9 N	mind. 700 %

Sterilisationsmethode: Gamma / Gamma

Sterilisation Method:

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de