

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® - Flex Plus PF

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Produktdaten:

Product Specification:

OP-Handschuhe aus Latex, Innenseite polymerbeschichtet, mit Rollrand, mikrogeraute Oberfläche, steril und puderfrei, vollanatomisch geformt.
Surgical gloves made of latex, polymer coated at the inner side, with rolled edge, micro-roughened surface, sterile and powder-free, anatomically shaped.

Bemerkungen:

Remarks:

Für die chirurgisch invasive Anwendung.

For surgical invasive use.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® - Flex Plus PF, steril / sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
OP-Handschuhe/ Surgical gloves	6	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74650	4046153025749	04842718	4
OP-Handschuhe/ Surgical gloves	6 ½	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74655	4046153025763	04842693	4
OP-Handschuhe/ Surgical gloves	7	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74660	4046153025787	04842724	4
OP-Handschuhe/ Surgical gloves	7 ½	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74665	4046153025800	04842730	4
OP-Handschuhe/ Surgical gloves	8	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74670	4046153025824	04842747	4
OP-Handschuhe/ Surgical gloves	8 ½	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74675	4046153025848	04842753	4
OP-Handschuhe/ Surgical gloves	9	hell-beige / light beige	50 Paar / pairs	74680	4046153025862	04842776	4

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; ASTM D3577; ISO 10282; EN 374 - 1, 2, 3; EN 16523-1

AQL 0,65

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse IIa / CE- Classification: Class IIa

Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptobenzothiazolen / The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenzothiazole.

Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC) / The acceleratos use for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® - Flex Plus PF



Physikalische Eigenschaften: Physical Parameters:

Produktdaten: Product Specification:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einwandig Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Ageing	
			Finger / Finger	Hand / Palm	Schaft / Cuff	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
6	min. 295	77 ± 5	0,21 ± 0,02	0,19 ± 0,02	0,18 ± 0,02	min. 12 N	min. 750 %
6 ½		83 ± 5					
7	min. 295	89 ± 5				Nach Alterung / After Ageing	
7 ½		95 ± 5					
8		102 ± 6				Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
8 ½	min. 295	108 ± 6				min. 9 N	min. 560 %
9		114 ± 6					

Proteingehalt: < 50,0 µg/g – Messmethode: Lowry modifiziert (EN 455-3)

Protein content: < 50,0 µg/g – Measurement method: Lowry modified (EN 455-3)

Natriumhydroxid 40 % – Level 6 / Sodium hydroxide 40 % – Level 6

Schwefelsäure 96 % – Level 2 / Sulphuric acid 96 % – Level 2

Elektronisch geprüft / Electrically tested

Material:

Material:

Naturlatex / natural latex

Vulkanisationsmittel: Schwefel / Vulcanizing agent: Sulphur

Aktivator: Zinkoxid / Activator: Zinc oxide

Beschleuniger: Zinkdiethyldithiocarbamat / Accelerator: Zinc diethyldithiocarbamat
Zinkdibuthyldithiocarbamat / Zinc dibuthyldithiocarbamat

Alterungsschutz: Phenol Antioxidans / Ageing inhibition: Phenol antioxidant

Polymer: Acrylpolymer / Polymer: Acrylic polymer

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Sterilisations- methode:

Sterilisation Method:

Gammastrahlung / Gamma rays

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de