

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® vi-touch PF



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Einmalhandschuhe aus Vinyl, glatte Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use gloves made of vinyl, smooth surface, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Haupteinsatzgebiet:

Main Application Area:

Geeignet für Hotel, Gastronomie, Catering, Kommunen, Schulen, Kita's, Industrie/ Handwerk, häusliche Krankenpflege im Rahmen der 40 Euro Pauschale.

Suitable for hotel, gastronomy, catering, municipalities, schools, nursery schools, industry/ handicraft, home nursing.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® vi-touch PF, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Vinylhandschuhe/Vinyl gloves	XS	transparent	100 Stk./pcs.	74681	4046153091805	11302678	10
Vinylhandschuhe/Vinyl gloves	S	transparent	100 Stk./pcs.	74682	4046153091829	11302684	10
Vinylhandschuhe/Vinyl gloves	M	transparent	100 Stk./pcs.	74683	4046153091843	11302690	10
Vinylhandschuhe/Vinyl gloves	L	transparent	100 Stk./pcs.	74684	4046153091867	11302709	10
Vinylhandschuhe/Vinyl gloves	XL	transparent	100 Stk./pcs.	74685	4046153091881	11302715	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

DIN ISO 2859-1, AQL 1,5

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung/Before Ageing	
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XS	≥ 240	≤ 80	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02	min. 3,6 N	min. 300 %
S	≥ 240	80 ± 10	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02	Nach Alterung/After Ageing	Reißfestigkeit/ Tensile strength
M	≥ 240	95 ± 10	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02		
L	≥ 240	110 ± 10	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02		
XL	≥ 240	≥ 110	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02		

Symbole:

Symbols:



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@maimed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100