

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – Cover ABS

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Produktdaten:

Product Specification:

Schuhüberzieher aus Polypropylen-Vliesstoff, rutschhemmend durch Struktursohle, leicht und reißfest, luftdurchlässig und temperatenausgleichend, feuchtigkeitsabweisend, für HACCP-Zwecke geeignet.

Shoe cover made of non-woven polypropylene, non-slip coating on the bottom of the sole, light weight and tear-resistant, air-permeable and temperature regulating, moisture impermeable, suitable for HACCP-purposes.

Bemerkungen:

Remarks:

Zum Überziehen beim Betreten von Reinräumen, Krankenhausbereichen und der Lebensmittelindustrie.

To cover shoes when entering clean rooms, hospital areas and working in the food industry.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – Cover ABS, unsteril, zu 50 Stk./non sterile, packed by 50 pcs.

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Farbe/ Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/ VE
Schuhüberzieher/ Shoe covers	Länge ca. 40 cm/ length approx. 40 cm	blau/blue	50 Stk./pcs.	75055	4046153090488	6113900	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Vliesstoff (40 g/m²)

Non-woven fabric (40 g/m²)

Symbole:

Symbols:

