

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Cover PE

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Schuhüberzieher aus Polyethylen, unsteril, sehr strapazierfähig, feuchtigkeitsundurchlässig, für HACCP- Zwecke geeignet.

Shoe cover made of polyethylene, non sterile, very hard wearing, moisture impermeable, suitable for HACCP-purposes.

Bemerkungen:

Remarks:

Zum Überziehen beim Betreten von Reinräumen, Krankenhausbereichen und der Lebensmittelindustrie.

To cover shoes when entering clean rooms, hospital areas and working in the food industry.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – Cover PE, unsteril, zu 100 Stk./non sterile, packed by 100 pcs.

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Farbe/ Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/ VE
Schuhüberzieher/ Shoe covers	Länge ca. 40 cm/ length approx. 40 cm	blau/blue	100 Stk./pcs.	75508	4046153026821	6113886	20

Qualitätssicherung:

Quality Management:

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Polyethylen, Stärke: ca. 25 µm

Polyethylene, thickness: approx. 25 µm

Symbole:

Symbols:



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@maimed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100