

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Beard



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Bartschutz aus Polypropylen-Vliesstoff. Befestigung hinter dem Kopf mit Elastikband, für HACCP-Zwecke geeignet.

Beard guard made of non-woven polypropylene. Fastening behind the head with elastic bands, suitable for HACCP-purposes.

Bemerkungen:

Remarks:

Für den Einsatz in hygienisch-sensiblen Bereichen.

For use in hygiene-sensitive areas.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – Beard, unsteril, zu 100 Stk., im Pack / non-sterile, packed by 100 pcs., in a pack

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Pack.-Inhalt/ Content	Art.-Nr./ REF	EAN	PZN	Pack/ VE
Bartschutz/Beard guard	Einheitsgröße/ standard size	weiß/white ○	100 Stk./pcs.	175013	4046153090044	06113857	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

ISO 9001

ISO 9001

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre

5 Years

Material:

Material:

Haube: Polypropylen-Vliesstoff

Cap: Non-woven polypropylene

Bänder: Vliesstoff

Ties: Non-woven fabric

Symbole:

Symbols:

