

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – FM Comfort



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Medizinische Gesichtsmaske aus 3-lagigem Vliesstoff mit elastischem Band zum Fixieren hinter den Ohren. Mit einstellbarem Nasenbügel für anatomisch korrekten Sitz. Der Mundschutz ist hypoallergen, glasfaser- und latexfrei.

Medical face mask made of 3-layer non-woven fabric with elastic band for fixation behind the ears. With adjustable nose bridge for anatomically correct fit. The face mask is hypoallergenic, glass fibre-free and latex-free.

Bemerkungen:

Remarks:

Für den Einsatz in der Medizin und der Lebensmittelindustrie.
Suitable for use in the medicine and food industry.

Ausführungen:

Sizes:

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
mit Gummiband/ with elastic	Einheits- größe/ standard size	grün/green	50 Stk./ pcs.	75513	4046153026920	05014142	20
		blau/blue	50 Stk./ pcs.	75503	4046153026722	02208101	20
		gelb/yellow	50 Stk./ pcs.	75517	4046153026982	05467553	20
		rosa/pink	50 Stk./ pcs.	75514	4046153026944	05467576	20
		weiß/white	50 Stk./ pcs.	75512	4046153026906	05467582	20
		schwarz/black	50 Stk./ pcs.	75530	4046153027095	15655818	20

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 14683 Type II

Bakterielle Filtrationseffizienz $\geq 98\%$ / Bakterielle Filtration Efficiency $\geq 98\%$

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Vorderseite: 100% glasfaserfreier Vliesstoff
Front: 100% glass-fibre free non-woven

Innen: Glasfaserfreies Filtermedium
Inside: glass-fibre free filtermedium

Rückseite: 100% glasfaserfreier Vliesstoff
Back: 100% glass-fibre free non-woven

Nasenbügel: Flexibler Draht, mit Kunststoff ummantelt
Nose-bridge: Flexible wire, covered with plastic.

Gummiband: Baumwolle; Elastan (Länge ca. 16,5 cm)
Elastic: Cotton; Elastane (length approx. 16,5 cm)

Abmessungen:

Measurements:

Maske: Länge: $175 \pm 2\text{mm}$; Breite: $95 \pm 2\text{mm}$
Mask: Length: $175 \pm 2\text{mm}$; Width: $95 \pm 2\text{mm}$

Symbole:

Symbols:

