

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – MK steril, Mullkompressen



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Mullkompressen mit eingeschlagenen Schnittkanten aus Verbandmull, steril, 17-fädig, nach DIN EN 14079-VM17, 100% Baumwolle.

Ready for use gauze swabs with tucked cut edges, made of gauze, sterile, 17-thread, according to DIN EN 14079-VM17, 100% cotton.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung im Ambulanzbereich, auf der Station und im Erste-Hilfe-Bereich.

For external wound dressing in the ambulance-, ward- and First Aid area.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – MK, steril, zu 100 x 1 Stk., in Spenderbox / sterile, packed by 100 x 1 pcs., in a dispenser box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
8-fach/ 8-ply	5 cm x 5 cm	100 x 1 Stk./ pcs.	25017	4046153083183	–	42
8-fach/ 8-ply	7,5 cm x 7,5 cm	100 x 1 Stk./ pcs.	25018	4046153083206	–	30
8-fach/ 8-ply	10 cm x 10 cm	100 x 1 Stk./ pcs.	25019	4046153083220	–	20

MaiMed® – MK, steril, zu 25 x 2 Stk., in Spenderbox / sterile, packed by 25 x 2 pcs., in a dispenser box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
8-fach/ 8-ply	5 cm x 5 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25050	4046153003426	08888858	84
8-fach/ 8-ply	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25060	4046153003549	08888864	60
8-fach/ 8-ply	10 cm x 10 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25070	4046153003686	08888870	40
8-fach, gelegt 10 x 10 cm	10 cm x 20 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25080	4046153003846	08888887	20
12-fach/ 12-ply	5 cm x 5 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25090	4046153003969	02067416	56
12-fach/ 12-ply	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25100	4046153004102	02067379	45
12-fach/ 12-ply	10 cm x 10 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25110	4046153004287	02067362	30
12-fach/ 12-ply	10 cm x 20 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25120	4046153004485	02067356	12
16-fach/ 16-ply	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25105	4046153004201	–	45

MaiMed® – MK, steril, zu 25 x 3 Stk., in Spenderbox / sterile, packed by 25 x 3 pcs., in a dispenser box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
8-fach/ 8-ply	5 cm x 5 cm	25 x 3 Stk./ pcs.	25021	4046153083022	–	56
8-fach/ 8-ply	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 3 Stk./ pcs.	25022	4046153083046	–	40
8-fach/ 8-ply	10 cm x 10 cm	25 x 3 Stk./ pcs.	25023	4046153083060	–	26

MaiMed® – MK, steril, zu 20 x 5 Stk., in Spenderbox / sterile, packed by 20 x 5 pcs., in a dispenser box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
8-fach/ 8-ply	5 cm x 5 cm	20 x 5 Stk./ pcs.	25051	4046153003440	03180072	20
8-fach/ 8-ply	7,5 cm x 7,5 cm	20 x 5 Stk./ pcs.	25061	4046153003563	03180741	12
8-fach/ 8-ply	10 cm x 10 cm	20 x 5 Stk./ pcs.	25071	4046153003709	03181367	10
12-fach/ 12-ply	5 cm x 5 cm	20 x 5 Stk./ pcs.	25091	4046153003983	03182326	20
12-fach/ 12-ply	7,5 cm x 7,5 cm	20 x 5 Stk./ pcs.	25101	4046153004126	03183395	12
12-fach/ 12-ply	10 cm x 10 cm	20 x 5 Stk./ pcs.	25111	4046153004300	03183461	10
12-fach/ 12-ply	10 cm x 20 cm	20 x 5 Stk./ pcs.	25121	4046153004508	03184992	5
12-fach/ 12-ply	7,5 cm x 10 cm	20 x 5 Stk./ pcs.	25140	4046153123483	–	12
16-fach/ 16-ply	7,5 cm x 7,5 cm	20 x 5 Stk./ pcs.	25106	4046153004225	09207613	12



Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – MK steril, Mullkompressen



Produktdaten:

Product Specification:

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – MK, steril, zu 10 x 10 Stk., in Spenderbox / sterile, packed by 10 x 10 pcs., in a dispenser box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
8-fach/ 8-ply	5 cm x 5 cm	10 x 10 Stk./ pcs.	25052	4046153003464	03182266	20
8-fach/ 8-ply	7,5 cm x 7,5 cm	10 x 10 Stk./ pcs.	25062	4046153003587	03182289	12
8-fach/ 8-ply	10 cm x 10 cm	10 x 10 Stk./ pcs.	25072	4046153003723	03182295	10
12-fach/ 12-ply	5 cm x 5 cm	10 x 10 Stk./ pcs.	25092	4046153004003	03185773	20
12-fach/ 12-ply	10 cm x 10 cm	10 x 10 Stk./ pcs.	25112	4046153004324	03188228	10
12-fach/ 12-ply	10 cm x 20 cm	10 x 10 Stk./ pcs.	25122	4046153004522	09207702	5
16-fach/ 16-ply	10 cm x 10 cm	10 x 10 Stk./ pcs.	25118	4046153004447	09207725	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

Richtlinie 93/42/EWG

Directive 93/42/EEC

DIN EN 14079-VM 17

DIN EN ISO 15223-1:2022

Klassifizierung nach Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG, Klasse Is

Classification as per appendix IX of the regulation 93/42/EEC, class Is

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Sterilisations- methode:

Sterilisation Method:

Ethylenoxid (EO) / Ethylene-oxide (EO)

Material:

Material:

100 % Baumwolle / 100 % Cotton

Verbandmull 17-fädig (23 g/m²) / Gauze 17-thread (23 g/m²)

Symbole:

Symbols:



0482

