

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – MT unsteril, Mulltupfer



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Mulltupfer aus Verbandmull, unsteril, nach DIN EN 14079-VM 20, 20-fädig. Aus 100% Baumwolle. Produkte können in geeignetem Sterilbarriersystem gem. EN ISO 11607-1 mit folgenden Verfahren und einem Prozess mit fraktioniertem Vorvakuum und anschließender Trocknung sterilisiert werden: Sterilisation mit feuchter Hitze (121°C, 20 Minuten oder 134°C, 5 Minuten).

Ready for use gauze balls made of absorbent gauze, non sterile, according to DIN EN 14079-VM 20, 20-thread, 100% cotton. Products can be sterilised in a suitable sterile barrier system in accordance with EN ISO 11607-1 with the following methods and a process with fractionated pre-vacuum and subsequent drying sterilisation: Sterilisation with moist heat (121°C, 20 minutes or 134°C, 5 minutes).

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung im Ambulanz-, Stations- und Erste-Hilfe-Bereich.

For external wound dressing in the ambulance-, ward- and First Aid area.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – MT, unsteril, im Polybeutel / non-sterile, in a polybag

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Gr. 1 haselnussgroß/hazlenut-size	10 cm x 10 cm	500 Stk./pcs.	31010	4046153006427	00120023	30
Gr. 2 walnussgroß/walnut-size	15 cm x 16 cm	500 Stk./pcs.	31020	4046153006489	08888893	12
Gr. 3 pfaumengroß/plum-size	20 cm x 20 cm	500 Stk./pcs.	31030	4046153006540	8888901	10
Gr. 4 eigroß/egg-size	25 cm x 26 cm	500 Stk./pcs.	31040	4046153006601	8888918	6
Gr. 5a übergroß/oversized	40 cm x 40 cm	100 Stk./pcs.	31070	4046153006762	02070855	12
Gr. 6 faustgroß/fist-size	40 cm x 50 cm	100 Stk./pcs.	31080	4046153006809	00120075	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

DIN EN ISO 15223-1:2022

EN 14079-VM 20

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

100 % Baumwolle / 100 % Cotton

Verbandmull 20-fädig (27 g/m²) / Gauze 20-thread (27 g/m²)

Symbole:

Symbols:

