



Product Specification:

Product Description:

Gebrauchsfertige Saugkompressen aus Vliesstoff mit Zellulosekern, steril.
Ready for use absorbent pads, sterile, made of non-woven fabric with cellulose core, sterile.

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung stark sezernierender Wunden.
For external wound dressing of heavy secrete wounds.

Sizes:

MaiMed® – Pad, steril, einzeln verpackt, in einer Box / sterile, single packed, in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Saugkomresse/ Absorbent pad	10 cm x 10 cm	60 x 1 Stk./ pcs.	25400	4046153005420	02072848	10
Saugkomresse/ Absorbent pad	10 cm x 20 cm	30 x 1 Stk./ pcs.	25410	4046153005444	02072877	10
Saugkomresse/ Absorbent pad	20 cm x 20 cm	30 x 1 Stk./ pcs.	25430	4046153005482	02072914	6
Saugkomresse/ Absorbent pad	20 cm x 40 cm	25 x 1 Stk./ pcs.	25440	4046153005505	02072920	4

Quality Management:

Richtlinie 93/42/EWG
Directive 93/42/EEC
DIN EN ISO 15223-1:2022

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Sterilisation Method:

Ethylenoxid (EO) / Ethylene-oxide (EO)

Material:

Wundkontaktschicht: hydrophiler Spinnvliesstoff (Farbe: Weiß)
Wound contact layer: hydrophilic spunbonded fabric (colour: white)

Saugkern: Flockenzellstoff (Farbe: weiß) mit Zellstoffpapier umhüllt (Farbe: Weiß)
Absorbent core: fluff pulp (colour: white) covered with cellulose paper (colour: white)

Rückseite (wundabgewandten Seite): Spinnvlies (Farbe: Blau)
Back side (side facing away from the wound): Spunbond (colour: blue)

Symbols:

