

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Pad unsteril, Saugkompressen



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Saugkompressen aus Vliesstoff mit Zellulosekern, unsteril.

Ready for use absorbent pads, made of non-woven fabric with cellulose core, non sterile.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung stark sezernierender Wunden.

For external wound dressing of very secretory wounds.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – Pad, unsteril, zu 25 Stk., in Polybeutel / non sterile, packed by 25 pcs., in a polybag

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Saugkomresse / Absorbent pad	10 cm x 10 cm	25 Stk./ pcs.	21300	4046153001620	02070789	63
Saugkomresse / Absorbent pad	10 cm x 20 cm	25 Stk./ pcs.	21310	4046153001644	02070795	36
Saugkomresse / Absorbent pad	20 cm x 20 cm	25 Stk./ pcs.	21330	4046153001682	02070803	16
Saugkomresse / Absorbent pad	20 cm x 40 cm	25 Stk./ pcs.	21340	4046153001705	02070826	8

Qualitätssicherung:

Quality Management:

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

DIN EN ISO 15223-1:2022

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Wundkontaktschicht: hydrophiler Spinnvliesstoff (Farbe: Weiß)

Wound contact layer: hydrophilic spunbonded fabric (colour: white)

Saugkern: Flockenzellstoff (Farbe: weiß) mit Zellstoffpapier umhüllt (Farbe: Weiß)

Absorbent core: fluff pulp (colour: white) covered with cellulose paper (colour: white)

Rückseite (wundabgewandten Seite): Spinnvlies (Farbe: Blau)

Back side (side facing away from the wound): Spunbond (colour: blue)

Symbole:

Symbols:



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@mamed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100