

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – MKS steril, Mullschlitzkompressen



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Mull-Schlitzkompressen mit Y-Schlitz und eingeschlagenen Schnittkanten aus Verbandmull, steril, 17-fädig, nach DIN EN 14079 VM17. Aus 100% Baumwolle.
Ready for use gauze swabs with Y-slit tucked cut edges, made of absorbent gauze, sterile, 17-thread, according to DIN EN 14079-VM17, 100% cotton.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung, zum Abdecken von Drainagen und Kanülen.
For external wound dressing and for covering drainages and cannulas.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – MKS, steril, zu 50x2 Stk., in einer Box/sterile, packed as 50x2 pcs., in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
12-fach/ 12-ply	5 cm x 5 cm	50 x 2 Stk./ pcs.	25290	4046153005246	08888976	20
12-fach/ 12-ply	7,5 cm x 7,5 cm	50 x 2 Stk./ pcs.	25300	4046153005260	08888982	12
12-fach/ 12-ply	10 cm x 10 cm	50 x 2 Stk./ pcs.	25310	4046153005307	08888999	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

Richtlinie 93/42/EWG
Directive 93/42/EEC
DIN EN 14079-VM 17
DIN EN ISO 15223-1:2022
Klassifizierung nach Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG, Klasse Is
Classification as per appendix IX of the regulation 93/42/EEC, class Is

Sterilisations- methode:

Sterilisation Method:

Ethylenoxid (EO) / Ethylene-oxide (EO)

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

100 % Baumwolle / 100 % cotton
Verbandmull 17-fädig (23 g/m²) / Gauze 17-thread (23 g/m²)

Symbole:

Symbols:



0482



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@mamed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100