

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – MKS unsteril, Mullschlitzkompressen



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Mull-Schlitzkompressen mit Y-Schlitz und eingeschlagenen Schnittkanten aus Verbandmull, unsteril, nach DIN EN 14079-VM 17. Produkte können in geeignetem Sterilbarriersystem gem. EN ISO 11607-1 mit folgenden Verfahren und einem Prozess mit fraktioniertem Vorvakuum und anschließender Trocknung sterilisiert werden: Sterilisation mit feuchter Hitze (121 °C, 20 Minuten oder 134 °C, 5 Minuten).

Ready for use gauze swabs with tucked cut edges Y-slit, made of absorbent gauze, non sterile, according to DIN EN 14079-VM 17. Products can be sterilised in a suitable sterile barrier system in accordance with EN ISO 11607-1 with the following methods and a process with fractionated pre-vacuum and subsequent drying sterilisation: Sterilisation with moist heat (121 °C, 20 minutes or 134 °C, 5 minutes).

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung, zum Abdecken von Drainagen und Kanülen.
For external wound dressing, for covering drains and cannulas.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – MKS, unsteril, in sterilisierbarer Papiertüte / non-sterile, in a sterile paperbag

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
8-fach/8-ply	5 cm x 5 cm	100 Stk./pcs.	21910	4046153003068	00647954	10
8-fach/8-ply	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stk./pcs.	21950	4046153003129	00647977	10
8-fach/8-ply	10 cm x 10 cm	100 Stk./pcs.	21980	4046153003167	09207576	10
12-fach/12-ply	5 cm x 5 cm	100 Stk./pcs.	21920	4046153003082	00120141	10
12-fach/12-ply	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stk./pcs.	21960	4046153003143	00120158	10
12-fach/12-ply	10 cm x 10 cm	100 Stk./pcs.	21990	4046153003181	00120164	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

DIN EN ISO 15223-1:2022

EN 14079-VM 17

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

100 % Baumwolle / 100 % cotton

Verbandmull 17-fädig (23 g/m²) / Gauze 17-thread (23 g/m²)

Symbole:

Symbols:



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@mamed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100