

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



Maicell® – Zellstofftupfer



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige, vorgestanzte Zellstofftupfer aus Zellstoff DAB, hochgebleicht, 12-lagig.

Ready for use, cellulose swabs with punched edges, made of cellulose DAB, highly bleached, 12-ply.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundbehandlung und Absorption von Wundsekret.

For external wound treatment and absorption of wound secretion.

Ausführungen:

Sizes:

Maicell®, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Rolle	4 cm x 5 cm	2 Rollen / rolls à 500 Stk./ pcs.	272100	4046153021260	00119557	16

Maicell®, keimreduziert / germ-reduced

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Rolle	4 cm x 5 cm	2 Rollen / rolls à 500 Stk./ pcs.	72105	4046153021321	02070861	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

DIN EN ISO 15223-1:2022

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Zellstoff / Cellulose

Symbole:

Symbols:



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@maimed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100