

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – VK unsteril, Vlieskompressen



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Vlieskompressen aus weichem Vliesstoff aus Viskose und Polyester, unsteril, sehr saugfähig und hautverträglich. Produkte können in geeignetem Sterilbarrieresystem gem. EN ISO 11607-1 mit folgenden Verfahren und einem Prozess mit fraktioniertem Vorvakuum und anschließender Trocknung sterilisiert werden: Sterilisation mit feuchter Hitze (121 °C, 20 Minuten oder 134 °C, 5 Minuten).

Ready-to-use non-woven swabs made of soft non-woven material made of viscose and polyester, non-sterile, absorbent and kind to the skin. Products can be sterilised in a suitable sterile barrier system in accordance with EN ISO 11607-1 with the following methods and a process with fractionated pre-vacuum and subsequent drying sterilisation: Sterilisation with moist heat (121 °C, 20 minutes or 134 °C, 5 minutes).

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung im Ambulanzbereich, auf der Station und im Erste-Hilfe-Bereich.

For external wound dressing in the ambulance-, ward- and First Aid area.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – VK, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
4-fach/4-ply	5 cm x 5 cm	100 Stk./pcs.	21210	4046153001422	08889409	20
4-fach/4-ply	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stk./pcs.	21220	4046153001446	08889415	20
4-fach/4-ply	10 cm x 10 cm	100 Stk./pcs.	21230	4046153001484	08889421	20
4-fach/4-ply	10 cm x 20 cm	100 Stk./pcs.	21240	4046153001507	08889438	20
6-fach/6-ply	5 cm x 5 cm	100 Stk./pcs.	21260	4046153001521	01280088	20
6-fach/6-ply	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stk./pcs.	21270	4046153001545	01280094	20
6-fach/6-ply	10 cm x 10 cm	100 Stk./pcs.	21280	4046153001569	01280102	20
6-fach/6-ply	10 cm x 20 cm	100 Stk./pcs.	21290	4046153001606	01280119	20

Qualitätssicherung:

Quality Management:

DIN EN 1644-1 / DIN EN 1644-2

DIN EN ISO 15223-1:2022

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Polyester-Viskose-Gemisch / Polyester-viscose mixture

Flächengewicht 30 g/m² / Weight 30 g/m²

Chlorfrei gebleicht / bleached chlorine-free

Symbole:

Symbols:

