

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – silk

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Weißes Heft- und Fixierpflaster auf der Rolle. Längs und quer reißbar.

Aus Kunstseidentaft mit Polyacrylat-Kleber.

White, adhesive plaster on a roll. Tearable lengthwise and crosswise. Made of artificial silk taffeta fabric with polyacrylate adhesive.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur Befestigung von Kompressen, Binden, Kathetern, Kanülen, Ernährungs- und Luftröhrenschläuchen, Drainagen, Sonden und Wundverbänden.

For fixing of catheters, cannulas, food and trachea tubes, drainages, probes and wounddressing

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – silk, unsteril, in einer Box/non-sterile, in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Heftpflaster/ Adhesive plaster	1,25 cm x 9,1 m	weiß/white	24 Stk./pcs.	77115	4046153027682	4002579	24
Heftpflaster/ Adhesive plaster	2,50 cm x 9,1 m	weiß/white	12 Stk./pcs.	77120	4046153027743	4002585	24
Heftpflaster/ Adhesive plaster	5,00 cm x 9,1 m	weiß/white	6 Stk./pcs.	77125	4046153027781	4002591	24

Qualitätssicherung:

Quality Management:

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Trägermaterial: Kunstseidentaft

Backing material: Artificial silk taffeta fabric

Kleber: Polyacrylat

Adhesive: Polyacrylate

Symbole:

Symbols:



MaiMed[®] GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@mamed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100