

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – plast

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Hautfarbenes Heft- und Fixierpflaster auf der Rolle. Längs und quer reißbar.
Aus Taftgewebe mit Zinkoxid-Kleber.

Skin-coloured, adhesive plaster on a roll. Tearable lengthwise and crosswise. Made of taffeta fabric and zinc oxide adhesive.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur komfortablen Befestigung von Binden, Kathetern, Kanülen, Ernährungs- und Luft-
röhrenschläuchen, Drainagen, Sonden und Wundverbänden.

For convenient fixing of bandages, catheters, cannulas, food and trachea tubes, drainages,
probes and wound dressings.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – plast, unsteril, in einer Box/non-sterile, in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Heftpflaster/ Adhesive plaster	1,25 cm x 9,1 m	hautfarben/ skin-colored	24 Stk./pcs.	77145	4046153027828	4002533	24
Heftpflaster/ Adhesive plaster	2,50 cm x 9,1 m	hautfarben/ skin-colored	12 Stk./pcs.	77150	4046153027842	4002556	24
Heftpflaster/ Adhesive plaster	5,00 cm x 9,1 m	hautfarben/ skin-colored	6 Stk./pcs.	77155	4046153027866	4002562	24

Qualitätssicherung:

Quality Management:

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Trägermaterial: Taftgewebe

Backing material: Taffeta fabric

Kleber:

Zinkoxid, Kautschuk (Latex), Harze

Adhesive:

Zinc oxide, Latex, Rosin

Symbole:

Symbols:



MaiMed[®] GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@mamed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100